

Table Lab

Transformer une table de réunion en laboratoire d'analyse sensorielle



Table Lab

Adapter votre mobilier à vos besoins

DESCRIPTION

Une table de réunion conçue pour se transformer en table de tests organoleptiques (goût, odeur, vue ...).

LES AVANTAGES CLÉS

- + Possibilité d'intégrer un kit trois lumières
3 différents types de lumières : lumière du jour, domestique et rouge
- + Modèle disponible en 4 et 8 places
- + Temps de montage : 2 minutes (Modèle 4 places)



#Table d'analyse sensorielle




Table Lab


Équipements fournis avec la table




COTÉ
Mode Réunion



FACE
Mode Réunion



COTÉ
Mode Test



DESSUS
Mode Réunion





Table Lab

Dimensions



Simple à utiliser • Facile à transporter • Couleurs neutres
Matériaux performants • Absence de rémanence olfactive




NOTICE DE MONTAGE

NOS FORCES

La gamme de cabines d'analyse sensorielle The Lab in the Bag est complètement modulable et adaptée à vos protocoles d'études.

Nos équipes de conception peuvent vous aider à customiser les produits (dimensions, accessoires, couleurs,...) en fonction de vos protocoles, de vos lieux de tests actuels ou nouveaux, de vos nouvelles idées ...





Davantage d'informations sur notre site

thelabinthebag.com



The Lab in the Bag® - Research and Development of sensory analysis tools
Repères, 20 rue Bouvier, 75011 Paris - France // + 33 (0) 1.60.96.87.83 // www.thelabinthebag.com // contact@thelabinthebag.com

